


Anti-Atxn2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99700

Artikelnummer: CM0022978



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ATXN2 (Ataxin-2). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung von Neurodegeneration und EGFR-Trafficking.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATXN2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ATX2; SCA2; TNRC13; ATXN2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6311
Gen-ID	6311
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1250-1331 von humanem ATXN2 entspricht (NP_002964.3)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q99700
Proteingewicht	140kDa
Versand	Eisbeutel