


Anti-Auh Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13825

Artikelnummer: CM0007050



Einführung

AUH Kaninchen mAb (Q13825) validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung des mitochondrialen Leucinkatabolismus und RNA-bindender Funktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AUH Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AUH
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	549
GenID	549
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 68-339 des humanen AUH (NP_001689.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13825
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel