

Anti-Auh Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13825

Artikelnummer: CM0026835



Einführung

Hochwertiger Anti-AUH Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf 3-Methylglutaconyl-CoA-Hydratase ab, das am Leucinabbau und am mitochondrialen Stoffwechsel beteiligt ist. Ideal für die Forschung zu Stoffwechselstörungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AUH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AUH
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	549
GenID	549
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 68-339 von menschlichem AUH (NP_001689.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13825
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel