


Anti-Aurka Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O14965

Artikelnummer: CM0018025



Einführung

Dieser kaninchen polyklonale Antikörper zielt auf die menschliche Aurora-Kinase A (AURKA), eine wichtige mitotische Kinase. Validiert für Western Blot und ELISA, er detektiert eine Bande von ~46 kDa unter Verwendung eines rekombinanten Immunogens (1-130 Aminosäuren). Geeignet für Forschung im Bereich Onkologie und Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AURKA Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	AIK; ARK1; AURA; BTAK; STK6; STK7; STK15; PPP1R47; AURKA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6790
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-130 von menschlicher AURKA entspricht (NP_940837.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O14965
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Eisbeutel