


Anti-Aurka-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O14965

Artikelnummer: CM0022433



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes AURKA (Aurora-Kinase A), validiert für WB, IF/ICC und ELISA, kreuzreaktiv mit Mensch und Maus. Zentrale mitotische Kinase, die an der Regulation des Zellzyklus und der Krebsforschung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AURKA-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AIK; ARK1; AURA; BTAK; STK6; STK7; STK15; PPP1R47; AURKA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6790
Gen-ID	6790
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 301-403 des humanen AURKA (NP_003591.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O14965
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Eisbeutel