

Anti-Aurora B Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Gd4

Artikelnummer: CM0008056



Einführung

Maus-monoklonaler Antikörper gegen humanes Aurora B, anwendbar in WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Für Zellteilungs- und Mitoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Eigenschaft	Wert
Produktname	Aurora B Mouse mAb
Bemerkungen/Alias	AIK2; AIM1; ARK2; AurB; IPL1; STK5; AIM-1; ARK-2; STK-1; STK12; PPP1R48; aurkb-sv1; aurkb-sv2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9212
GenID	9212
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-100 von humanem TLR4 (NP_004208.2) entspricht.
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96GD4
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel