

Anti-Aurora B Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96Gd4

Artikelnummer: CM0002741



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Aurora B (Q96GD4). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zum Zellzyklus und zur Mitose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Aurora B Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AIK2; AIM1; ARK2; AurB; IPL1; STK5; AIM-1; ARK-2; STK-1; STK12; PPP1R48; aurkb-sv1; aurkb-sv2; Aurora B
Spezies	Mensch
GeneID (menschlich)	9212
GeneID	9212
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Aurora B (NP_004208.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96GD4
Proteinmasse	39 kDa
Versand	Eisbeutel