

Anti-Aurora B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Gd4

Artikelnummer: CM0016246



Einführung

CamelBio bietet einen polyklonalen Antikörper vom Kaninchen gegen Aurora B (AURKB), validiert für WB und ELISA mit Reaktivität gegenüber Human, Maus und Ratte. Essentiell für die Erforschung der mitotischen Regulation und der Funktion des chromosomalen Passagierkomplexes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Aurora B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AIK2; AIM1; ARK2; AurB; IPL1; STK5; AIM-1; ARK-2; STK-1; STK12; PPP1R48; aurkb-sv1; aurkb-sv2; Aurora B
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	9212
Gen-ID	9212
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Aurora B (NP_004208.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96GD4
Protein-Gewicht	39kDa
Versand	Eistasche