

Anti-Auts2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wxx7

Artikelnummer: CM0020081

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen AUTS2 (Protein 2 des Autismus-Suszeptibilitätsgens), validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-AUTS2. Geeignet für Studien zur Chromatin-Remodellierung und Neuroentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AUTS2-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	MRD26, FBRSL2, AUTS2
Art	Mensch
Gen-ID	26053
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 550-770 des humanen AUTS2 (NP_001120703) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WXX7
Proteingewicht	139 kDa
Versand	Kühlakku