


Anti-Avil (Advillin) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O75366

Artikelnummer: CM0019203



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes AVIL (Advillin), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Aktin-Bündelung, neuronaler Morphogenese, Ziliogenese und Lamellipodienbildung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AVIL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p92; DOC6; ADVIL; NPHS21; AVIL
Spezies	Mensch
GeneID (human)	10677
GeneID	10677
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 470-819 von humanem AVIL (NP_006567.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75366
Protein-Gewicht	92kDa
Versand	Eistüte