

Anti-Avp Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P01185

Artikelnummer: CM0022927



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, der gegen humanes AVP (Vasopressin-Neurophysin 2-Copeptin) gerichtet ist, für WB und ELISA. Validiert in humanen, murinen und rattigen Proben. Ideal für neuroendokrine Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AVP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	VP; ADH; ARVP; AVRP; AVP-NPII; AVP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	551
GenID	551
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01185
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel