

Anti-Avpi1-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q5T686

Artikelnummer: CM0017924

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen AVPI1 (VIP32/VIT32), validiert für Human-, Maus- und Rattenproben in WB und ELISA. Geeignet für MAP-Kinase-, ENaC- und Zellzyklusstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AVPI1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	VIP32; VIT32; PP5395; AVPI1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	60370
Gen-ID	60370
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-147 von humanem AVPI1 (NP_068378.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q5T686
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel