

Anti-Avpr1A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P37288

Artikelnummer: CM0026715



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes AVPR1A (Vasopressin V1a-Rezeptor) für WB, IF/ICC, ELISA. Validiert in Human, Maus, Ratte. Rekombinantes Immunogen (aa 349-418). Geeignet für die Erforschung von Sozialverhalten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AVPR1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	V1aR; AVPR1; AVPR V1a; AVPR1A
Spezies	Human
Gen-ID	552
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 349-418 des humanen AVPR1A (NP_000697.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P37288
Protein-Gewicht	47 kDa
Versand	Kühltasche