

Anti-Avpr2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P30518

Artikelnummer: CM0026865



Einführung

Auf rekombinanten Proteinen basierender kaninchener polyklonaler Antikörper, der gegen den menschlichen Vasopressin-V2-Rezeptor (AVPR2) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA. Ideal für Studien zur renalen Wasserresorption und G-Protein-gekoppelten Rezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AVPR2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DI1; DIR; NDI; V2R; ADHR; DIR3; NDI1; AVPR2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	554
GenID	554
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 232-371 von menschlichem AVPR2 (NP_000045.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P30518
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel