

## Anti-Axin1-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - O15169

Artikelnummer: CM0014638



### Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-AXIN1-Kaninchenantikörper, validiert für Western Blotting und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber humanem, murinem und Ratten-AXIN1. Ideal zur Untersuchung der Wnt/ $\beta$ -Catenin-Signalübertragung und von Tumorsuppressormechanismen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter           | Wert                                                                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname         | AXIN1-Kaninchen-pAb                                                                              |
| Bezeichnungen/Alias | AXIN; PPP1R49; AXIN1                                                                             |
| Art                 | Mensch                                                                                           |
| GeneID (Mensch)     | 8312                                                                                             |
| GeneID              | 8312                                                                                             |
| Immunogen           | Rekombinantes Fusionsprotein, entsprechend den Aminosäuren 1-351 des humanen AXIN1 (NP_851393.1) |
| Quelle              | Kaninchen                                                                                        |
| Kategorie           | Polyklonale Antikörper                                                                           |
| Anwendung           | WB, ELISA                                                                                        |
| Kreuzreaktivität    | Mensch, Maus, Ratte                                                                              |
| SWISS               | O15169                                                                                           |
| Proteingewicht      | 96 kDa                                                                                           |
| Versand             | Kühlakku                                                                                         |