

Polyklonaler Anti-Axin2-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y2T1

Artikelnummer: CM0019468



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes AXIN2 (Axin-2/Conductin), validiert für Western Blot und ELISA; kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ein unverzichtbares Werkzeug für die Erforschung des Wnt-Signalwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AXIN2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AXIL; ODCRCS; AXIN2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8313
Gen-ID	8313
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-500 des humanen AXIN2 (NP_004646.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9Y2T1
Proteingewicht	94 kDa
Versand	Kühlakku