

Anti-Axin2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y2T1

Artikelnummer: CM0020369



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes AXIN2, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Untersuchungen des Wnt-Signalwegs. SWISS: Q9Y2T1.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AXIN2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AXIL; ODCRCS; AXIN2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8313
Gen-ID	8313
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 743-843 des humanen AXIN2 (NP_004646.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y2T1
Proteingewicht	94 kDa
Versand	Kühlakku