


Anti-Axl Monoklonaler Antikörper Für Wb, Fc, Elisa - P30530

Artikelnummer: CM0004597



Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Axl (UniProt P30530). Validiert für WB, FC, ELISA. Erkennt das 98 kDa Tyrosinkinase-Rezeptor, das an der Krebsprogression und dem Viruseintritt beteiligt ist. Geeignet für Onkologie- und Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Axl Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	ARK; UFO; JTK11; Tyro7; Axl
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	558
Gen-ID	558
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 33-449 von humanem Axl (NP_068713.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P30530
Proteingewicht	98kDa
Versand	Eisbeutel