


Anti-Axl Monoklonaler Antikörper Für Wb - P30530

Artikelnummer: CM0004767



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen die humane Axl-Rezeptor-Tyrosinkinase (UFO) für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit humanem und murinem Axl, geeignet für zellsignalisierungstechnische und onkologische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Axl Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	ARK; UFO; JTK11; Tyro7; Axl
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	558
GenID	558
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 33-449 von humanem Axl (NP_068713.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P30530
Proteingewicht	98kDa
Versand	Eisbeutel