


Anti-Axl Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P30530

Artikelnummer: CM0021064



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen den humanen AXL (UFO) Tyrosinkinase-Rezeptor, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Geeignet für Krebs- und Viruseintrittsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Axl Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ARK; UFO; JTK11; Tyro7; Axl
Spezies	Human
GeneID (Human)	558
GeneID	558
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 33-449 von humanem AXL (NP_068713.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P30530
Protein-Gewicht	98kDa
Versand	Eisbeutel