


Anti-Azi2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9H6S1

Artikelnummer: CM0003474



Einführung

Hochwertiger kaninchen-monoklonaler AZI2-Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes AZI2 (NAP1/TILP), einen wichtigen Adaptor in der antiviralen angeborenen Immunität und NF-κB-Signalgebung. Ideal für immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AZI2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AZ2, NAP1, TILP, AZI2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	64343
GenID	64343
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 282-387 von menschlichem AZI2 (NP_071906.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H6S1
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel