

Anti-B-Raf Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P15056

Artikelnummer: CM0030894



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes B-Raf, validiert für WB und ELISA. Erkennt B-Raf in Human-, Maus- und Rattenproben. Ideal für MAP-Kinase-Signalweg- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	B-Raf Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; B-Raf
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	673
Gen-ID	673
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 153-313 des humanen B-Raf (NP_004324.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P15056
Proteingewicht	84kDa
Versand	Eistasche