

Anti-B-Raf-Kaninchen-Pab Für Wb, Ihc-P, Elisa - P15056

Artikelnummer: CM0014747



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes B-Raf, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Geeignet zur Untersuchung der MAPK-Signalübertragung in der Krebsforschung. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	B-Raf-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; B-Raf
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	673
GeneID	673
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 350-449 des humanen B-Raf (NP_004324.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15056
Proteingewicht	84 kDa
Versand	Kühlakku