

Anti-B-Raf V600E Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P15056

Artikelnummer: CM0020829



Einführung

Hochspezifischer, kaninchenstämmiger polyklonaler Antikörper, der die onkogene B-Raf V600E-Mutante erkennt. Validiert für Western Blot und ELISA; ideal für MAPK-Signalwegstudien und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	B-Raf V600E Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; B-Raf
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	673
GeneID	673
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 507-606 von B-Raf V600E (NP_004324.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P15056
Proteingewicht	84kDa
Versand	Eisbeutel