

Anti-B3Galt4-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O96024

Artikelnummer: CM0018403

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes B3GALT4, eine im Golgi ansässige Galaktosyltransferase, die an der Gangliosid-Biosynthese beteiligt ist. Für WB und ELISA validiert; kreuzreagiert mit Maus. Ideal für diagnostische Forschung und Studien zur Glykobiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	B3GALT4-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GALT2; GALT4; BETA3GALT4; B3GALT4
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	8705
GeneID	8705
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 80-270 des humanen B3GALT4 (NP_003773.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O96024
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Kühlakku