

Anti-B3Gnt6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Zmb0

Artikelnummer: CM0012996

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes B3GNT6 (Core-3-Synthase). Geeignet für Western Blot und ELISA, mit berichteter Kreuzreaktivität zu Ratte. Ideal für die Forschung zu Mucin-Typ-O-Glykosylierung und Gastrointestinaltrakt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	B3GNT6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BGnT-6; B3Gn-T6; beta3Gn-T6; beta-1; 3-Gn-T6; B3GNT6
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	192134
Gen-ID	192134
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 30-200 von humanem B3GNT6 (NP_619651.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q6ZMB0
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel