


Anti-B4Galt1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P15291

Artikelnummer: CM0021511



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes B4GALT1 für Western Blot und ELISA. B4GALT1 ist eine Galactosyltransferase der Golgi-Membran, die an der N-Glykan-Synthese und Zelladhäsion beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	B4GALT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	GT1; GTB; CDG2D; GGTB2; B4GAL-T1; beta4Gal-T1; B4GALT1
Spezies	Mensch
GenID	2683 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 50-215 von humanem B4GALT1 (NP_001488.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P15291
Proteinmasse	44 kDa
Versand	Eisbeutel