

Anti-B4Galt1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper [Ko Validiert] Für Wb Und Elisa - P15291

Artikelnummer: CM0030485



Einführung

KO-validierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen menschliches B4GALT1 (Beta-1,4-Galactosyltransferase 1) gerichtet ist. Geeignet für Western Blot (WB) und ELISA. Ideal für Studien zur Glykosylierung, Zelladhäsion und Laktosesynthese. UniProt P15291.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] B4GALT1 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	GT1; GTB; CDG2D; GGTB2; B4GAL-T1; beta4Gal-T1; T1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2683
Gen-ID	2683
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 45-210 von menschlichem B4GALT1 (NP_001488.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P15291
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel