

Anti-B4Galt2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O60909

Artikelnummer: CM0022645

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes B4GALT2, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen (aa 155-271). Vorhergesagtes Molekulargewicht 42 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	B4GALT2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	B4Gal-T2; B4Gal-T3; beta4Gal-T2; B4GALT2
Spezies	Human
GeneID (Human)	8704
GeneID	8704
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 155-271 von humanem B4GALT2 (NP_085076.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O60909
Protein-Gewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel