

Anti-B4Galt3 Polyklonaler Antikörper Für Wb & Elisa - O60512

Artikelnummer: CM0023118

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Anti-B4GALT3 polyklonaler Antikörper. Geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt endogene Spiegel von Beta-1,4-Galactosyltransferase 3 in Human-, Maus- und Rattenproben. Ideal für Glykosylierungs- und Glykolipidstoffwechselstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	B4GALT3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	beta4Gal-T3; B4GALT3
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	8703
GeneID	8703
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 40-150 von humanem B4GALT3 (NP_003770.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60512
Proteingewicht	44kDa
Versand	Kühltasche