

Anti-B4Galt4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O60513

Artikelnummer: CM0018191

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes B4GALT4 (Beta-1,4-Galactosyltransferase 4) für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Glykobiologie- und Biomarker-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	B4GALT4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	B4Gal-T4; beta4Gal-T4; B4GALT4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8702
GenID	8702
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz Aminosäuren 35–344 des humanen B4GALT4 (NP_003769.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60513
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel