

Anti-B6R Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8V4S2

Artikelnummer: CM0010005

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Affenpockenvirus B6R-Protein, validiert für Western Blot und ELISA. Spezifisch für den Stamm Zaire-96-I-16. Nützlich zur Untersuchung des Eintritts und der Reifung extrazellulärer umhüllter Virionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	B6R Kaninchen mAb
Spezies	Affenpockenvirus (Stamm Zaire-96-I-16)
GenID	928902
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 20-279 des Affenpockenvirus B6R (NP_536594.1) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Affenpockenvirus (Stamm Zaire-96-I-16)
SWISS	Q8V4S2
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel