


Anti-B7-H4 / B7S1 / B7X, Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - Q7Z7D3

Artikelnummer: CM0022278



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes B7-H4 (VTCN1), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Geeignet für die Forschung zur Krebsimmuntherapie und T-Zell-Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	B7-H4 / B7S1 / B7x Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	VTCN1; B7-H4; B7H4; B7S1; B7X; B7h.5; PRO1291; VCTN1; V-set domain-containing T-cell activation inhibitor 1; B7-H4 / B7S1 / B7x
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	79679
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 25-259 des humanen B7-H4 / B7S1 / B7x (NP_078902.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q7Z7D3
Proteingewicht	9 kDa/18 kDa/20 kDa/30 kDa
Versand	Kühlakku