

Anti-B9D1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Upm9

Artikelnummer: CM0030021

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes B9D1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für Zilien- und Ziliopathie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	B9D1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	B9; MKS9; EPPB9; MKSR1; JBTS27; MKSR-1; B9D1
Spezies	Human
GeneID (Human)	27077
GeneID	27077
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-130 von humanem B9D1 (NP_056496.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UPM9
Protein-Gewicht	23kDa
Versand	Eistasche