

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Baalc-Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Wxs3

Artikelnummer: CM0013685

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen BAALC, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanem, Maus- und Ratten-BAALC. Unterstützt die Forschung zu akuter Leukämie und Neurobiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BAALC-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	BAALC
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	79870
GeneID	79870
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-145 des humanen BAALC (NP_079088.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WXS3
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Kühlakku