

Anti-Baat-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14032

Artikelnummer: CM0029522

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes BAAT (Gallensäure-CoA:Aminosäure-N-Acyltransferase). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Immunogen: rekombinantes Protein (aa 309-418).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BAAT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BAT; HCHO; BACAT; BACD1; BAAT
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	570
GenID	570
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 309-418 von humanem BAAT (NP_001692.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14032
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel