


Anti-Bace1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P56817

Artikelnummer: CM0003829



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes BACE1 (Beta-Sekretase 1) gerichtet ist, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Unverzichtbar für die Alzheimer-Forschung und Diagnostik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BACE1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ASP2; BACE; HSPC104; BACE1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23621
GenID	23621
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 402-501 von humanem BACE1 (P56817) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P56817
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel