


Anti-Bace1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc, If - P56817

Artikelnummer: CM0029052



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches BACE1 (Beta-Sekretase 1) gerichtet ist, anwendbar für WB, IHC, IF und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte; Immunogen umfasst die Reste 22-322. Ideal für die Alzheimer-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BACE1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ASP2, BACE, HSPC104, BACE1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23621
Gen-ID	23621
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-322 von menschlichem BACE1 (NP_036236.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P56817
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel