


Anti-Bach1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa, Chip - O14867

Artikelnummer: CM0006345



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen den Transkriptionsregulator BACH1 (SWISS O14867), validiert für WB, ELISA, CHIP. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung von oxidativen Stress und Genregulationswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BACH1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	BACH-1; BTBD24; BACH1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	571
GenID	571
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 410-736 des menschlichen BACH1 (NP_001177.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA, CHIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O14867
Proteingewicht	82 kDa
Versand	Eispackung