


Anti-Bach1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - O14867

Artikelnummer: CM0025680



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen BACH1 (BTB und CNC-Homolog 1), validiert für WB, IP, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für die Erforschung von oxidativem Stress und der Regulation des NFE2L2-Signalwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BACH1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper
Bemerkungen/Aliase	BACH-1; BTBD24; BACH1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	571
Gen-ID	571
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-320 von menschlichem BACH1 (NP_996749.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O14867
Proteingewicht	82 kDa
Versand	Eisbeutel