

Anti-Bad Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q92934

Artikelnummer: CM0003415



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches Bad (Bcl2-assoziiierter Agonist des Zelltodes), geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Apoptoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Bad Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BBC2; BCL2L8; Bad
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	572
GenID	572
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem Bad (Q92934) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92934
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel