


Anti-Bad Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q92934

Artikelnummer: CM0014862



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen das humane Bad-Protein gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Apoptosestudien und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Bad Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BBC2; BCL2L8; Bad
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	572
Gen-ID	572
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem Bad (NP_004313.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92934
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel