

Anti-Baf57/Smarce1 Kaninchen-Mak Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q969G3

Artikelnummer: CM0012351



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes BAF57/SMARCE1 gerichtet ist, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/ICC, Immunpräzipitation und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt eine für die Neurogenese und Genregulation entscheidende Untereinheit der Chromatin-Remodellierung. Ideal für Epigenetik-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BAF57/SMARCE1 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	CSS5; BAF57; BAF57/SMARCE1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6605
Gen-ID	6605
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 2-100 von humanem BAF57/SMARCE1 (NP_003070.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q969G3
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel