

Anti-Bag1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99933

Artikelnummer: CM0002548

Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes BAG1 gerichtet ist und für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Wird in der Apoptose- und Chaperon-Forschung eingesetzt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Bag1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HAP; BAG-1; RAP46; Bag1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	573
Gen-ID	573
Immunogen	Synthetisches Peptid, ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem Bag1 (Q99933) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99933
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel