


Anti-Bag1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q99933

Artikelnummer: CM0015530



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes BAG1 (BAG-1/HAP/RAP46). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes und murines BAG1 (~39 kDa). Ideal für Anwendungen in der Apoptose-, Chaperon- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BAG1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HAP; BAG-1; RAP46; BAG1
Spezies	Human
GeneID (Human)	573
GeneID	573
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q99933
Proteingewicht	39kDa
Versand	Kühltasche