

Anti-Bag3 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O95817

Artikelnummer: CM0014093

Einführung

BAG3 polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielmolekül ist der BAG-Familien-Molekular-Chaperon-Regulator 3, ein Co-Chaperon, das an der Proteinqualitätskontrolle und Apoptose beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BAG3 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	BIS; MFM6; BAG-3; CAIR-1; BAG3
Spezies	Human
GeneID	9531
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 380-575 von humanem BAG3 (NP_004272.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O95817
Proteingewicht	62 kDa
Versand	Eisbeutel