

Anti-Bag4-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O95429

Artikelnummer: CM0019277



Einführung

Anti-BAG4-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Zielprotein BAG4 (SODD), ein Regulator molekularer Chaperone, der HSP70 hemmt und eine konstitutive TNFRSF1A-Signalisierung verhindert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BAG4-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SODD; BAG-4; BAG4
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9530
Gen-ID	9530
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen BAG4 (NP_001191807.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95429
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Kühlbeutel