


Anti-Baiap2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uqb8

Artikelnummer: CM0026780



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen BAIAP2 (IRSp53/BAI-assoziiertes Protein 2). Geeignet für Western Blot, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Studien zum Aktinzytoskelett und zur neuronalen Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BAIAP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BAP2, WAML, FLAF3, IRSP53, BAIAP2
Spezies	Human
Gen-ID	10458
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 362-521 von humanem BAIAP2 (NP_059344.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UQB8
Proteingewicht	61kDa
Versand	Kühltasche