

Anti-Bak Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q16611

Artikelnummer: CM0023664



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Anti-Bak-Antikörper für WB und ELISA. Erkennt den Apoptose-Regulator BAK (BCL2L7), der entscheidend für die Permeabilisierung der mitochondrialen Außenmembran ist. Kreuzreagiert mit humanen und murinen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Bak Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BAK; CDN1; BCL2L7; BAK-LIKE; Bak
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	578
Gen-ID	578
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Bak entspricht (NP_001179.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q16611
Proteingewicht	23kDa
Versand	Kühltasche