

Polyklonaler Anti-Bak-Kaninchenantikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q16611

Artikelnummer: CM0016726



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen das humane Apoptose-Regulatorprotein Bak (BAK, BCL2L7). Validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA; reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der mitochondrialen Apoptose und der Bcl-2-Familie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Bak-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	BAK; CDN1; BCL2L7; BAK-LIKE; Bak
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	578
GeneID	578
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50–150 des humanen Bak entspricht (NP_001179.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16611
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Kühlakku